




INSTRUCCIONES PARA ECLOSIONAR CISTES DE ARTEMIA SALINA

Para obtener sus larvas de Artemia

- 🐟 Disolver 30 gramos (6 cucharitas de té colmadas) de sal marina por cada litro de agua.
- 🐟 Colocar aireación intensa.
- 🐟 Agregar 1 gramo (1 cucharita de té colmada) de huevos de Artemia por cada litro de agua.
- 🐟 Dejar con aireación y luz intensa entre 24 y 48 hs., a 28°C.

Recolección

- 🐟 Quitar la aireación.
- 🐟 Recolectar las larvas con red para Artemia.
- 🐟 Enjuagar el filtro con las larvas con agua dulce.
- 🐟 Alimentar con las larvas a sus peces.



Para una mejor eclosión: Descapsulación

Los huevos descapsulados no flotan por lo que es más sencillo recolectar las larvas y tienen una mejor tasa de eclosión.

- 🐟 Tomar 5 gramos de huevos de Artemia (5 cucharitas de té colmadas).
- 🐟 Colocarlos en 250 ml (una taza) de agua con aireación durante 2 hs.
- 🐟 Luego de las 2 hs. colocarle 250 ml de lavandina común (55 gr/lit. de Cl activo) y hielo, ya que la reacción libera calor y no debe superar los 40°C.
- 🐟 Mantener la aireación durante 10-15 min.
- 🐟 Una vez que los huevos estén anaranjados en un 90%, filtrarlos. Luego lavarlos con agua hasta que el agua salga traslúcida y sin olor a lavandina.
- 🐟 Si se desea sumergirlos durante 1 minuto en solución anticloro diluido y volver a enjuagar.
- 🐟 Utilizar estos huevos para la eclosión, según procedimiento adjunto.